



UVDI-GO™

UV LED Surface Sanitizer



Rapida Disinfezione

- ✓ 99,99% inattivazione Di *C. difficile* spore In 20 secondi — *Staphylococcus aureus* resistente alla meticillina in 10 secondi a 10.2 cm
- ✓ Senza fili, portatile e leggero
- ✓ Progettato per la sicurezza
- ✓ Sicuro sulle superfici



Progettato E Prodotto di
UVDI In California, U.S.A.



Certified to
ISO 9001:2015

Certified to
ISO 14001:2015



UVDI EPA Istituzione
Numero 73542- CA-001

Rapido-Versatile-Efficace



Veloce , efficace, testato da laboratori indipendenti

Efficace contro microrganismi ad alto rischio

Microrganismo	% Inattivazione	Tempo	Distanza
Staphylococcus aureus resistente alla meticillina	99,9999%	10 secondi	10.2 cm
CRE	99,999%	10 secondi	10.2 cm
<i>Candida auris</i>	99,99%	20 secondi	10.2 cm
<i>C. difficile</i> spore	99,99%	20 secondi	10.2 cm

Portatile e leggero

Senza fili, 2 ore di durata della batteria
e pesa soltanto 0,54 kg

Progettato per la sicurezza dell'operatore

Il cono protettivo protegge l'operatore dall'esposizione ai raggi UV-C

Sicuro sulle superfici

Sicuro per l'utilizzo su dispositivi mobili , touchscreen, tastiere e superfici comuni

Senza sostanze chimiche solo con la disinfezione UV- C

Disinfezione in un'unica fase quando non è presente sporco visibile

Distributore: IN.CAS. Srl Via Staffali 40/A 37062 Dossobuono di Villafranca (VR)

www.incasmed.com mail:info@incasmed.com Tel. 045/8601267



www.uvdi.com