

CLEANISEPT WIPES



Salviette Cleanisept alcool-free pronte all'uso per una rapida disinfezione di sonde ecografiche sensibili all'alcool

Destinazione d'uso

Disinfezione e pulizia delle testine delle sonde ad ultrasuoni sensibili all'alcool come le sonde per esami vaginali, addominali. Le salviette Cleanisept Wipes sono studiate e approvate per la pulizia delle sonde ad ultrasuoni costruite da **Philips, Shimadzu, SonoAce, Aloka, GE, Esaote, Toshiba e Siemens, FUJIFILM SonoSite, Hitachi Medical Systems, Zonare Medical Systems.**

Caratteristiche del prodotto

La formula della soluzione disinfettante è a base di composti di ammonio quaternario. La soluzione disinfettante Cleanisept Wipes è **esente da alcool** e non contiene aldeidi, né fenoli.

Proprietà antimicrobiche

Le salviette Cleanisept Wipes esercitano un'azione:

- Battericida (incl. MRSA = stafilococco aureo meticillino resistente)
- Fungicida (C. albicans), levurocida
- Inattivazione dei virus (virus dell'epatite B e C, HIV, papova/polyoma e Vaccinia virus)

CLEANISEPT WIPES



Contenuto

Cleanisept: 1 box/ricarica contiene **100 salviette (14x20cm)** saturate e 137,5 g di soluzione disinfettante Cleanisept 7,5 %

Composizione

100 g di soluzione Cleanisept (7,5 %) contiene principi attivi:

- 0,25 g Didecylmethylammoniumchlorid
- 0,5 g Alkylbenzylidimethylammoniumchlorid

Descrizione	Misure	Confezionamento	Codice Prodotto
Cleanisept - 100 salviette/Box	14 x 20 cm	12 barattoli cilindrici	00-208-D100
Ricarica Cleanisept - 100 salviette/Ricarica	14 x 20 cm	12 ricariche	00-208-R100

Codice CND: D99

Codice RDM: 147550

CE 0482