

CLEANISEPT WIPES MAXI



Salviette Cleanisept MAXI alcool-free pronte all'uso per una rapida disinfezione di strumenti medicali sensibili all'alcool e ogni tipo di superficie

Destinazione d'uso

CLEANISEPT WIPES MAXI sono salviette pronte all'uso per la disinfezione e la pulizia rapida dei dispositivi medici e di tutti i tipi di superfici in tutte le aree della routine. CLEANISEPT WIPES MAXI offre un'applicazione universale e che consente di risparmiare tempo per la disinfezione e la pulizia di superfici. La soluzione è priva di alcool e priva di aldeidi e fenoli. Le salviette possono essere estratte singolarmente dalla confezione richiudibile e di facile utilizzo.

Caratteristiche del prodotto

La formula della soluzione disinfettante è a base di composti di ammonio quaternario. La soluzione disinfettante Cleanisept Wipes è esente da alcool e non contiene aldeidi, né fenoli.

Proprietà antimicrobiche

Le salviette Cleanisept Wipes Maxi esercitano un'azione:

- Battericida (incl. MRSA = stafilococco aureo meticillina resistente)
- Fungicida (C. albicans), levurocida
- Inattivazione dei virus (virus dell'epatite B e C, HIV, papova/polyoma e Vaccinia virus)

CLEANISEPT WIPES MAXI



Contenuto

Cleanisept: 1 box/ricarica contiene **100 salviette (20x22 cm)** sature e 137,5 g di soluzione disinfettante Cleanisept 7,5 %

Composizione

100 g di soluzione Cleanisept (7,5 %) contiene principi attivi:

- 0,25 g Didecylmethylammoniumchlorid
- 0,25 g Alkylbenzylmethylammoniumchlorid

DESCRIZIONE	CODICE	CONFEZIONAMENTO	MISURA
Cleanisept Maxi – 100 salviette/Conf	00-208-T100	6 Confezioni	20x22 cm

Codice CND: D99

Codice RDM: 147550

CE 0482