

*"Comfort e protezione ottimali
durante i trattamenti di fototerapia."*




PANORAMICA SULL'EYEMAX 2

Il nostro **EyeMax 2** privo di lattice offre comfort e protezione ottimali per i pazienti durante i trattamenti di fototerapia. Il design avvolgente in un unico pezzo presenta due punti di attacco che possono essere regolati in modo indipendente; questo impedisce movimenti indesiderati e consente una vestibilità perfetta. Il cuscinetto ergonomico per la protezione degli occhi è stato appositamente progettato per prevenire perdite di luce ultravioletta.

NUMERI DI PARTE

EyeMax 2 Regular (confezione da 20)	R300P01
EyeMax 2 Preemie (confezione da 20)	R300P02
EyeMax 2 Micro (confezione da 20)	R300P03



1. Strap in velcro

Fascia regolabile per un comfort ottimale

2. Cuscini per gli occhi

Più grandi, meno pressione e migliore protezione UV

3. Senza lattice

Aiuta a prevenire la dermatite irritativa da contatto



REGULAR (33cm-38cm)
(Circonferenza frontale occipitale)



PREEMIE (26cm-32cm)
(Circonferenza frontale occipitale)



MICRO (20cm-25cm)
(Circonferenza frontale occipitale)

Specifiche

Regular	33cm–38cm (circonferenza frontale occipitale)
Preemie	26cm–32cm (circonferenza frontale occipitale)
Micro	20cm–25cm (circonferenza frontale occipitale)

Distribuito da:



IN.CAS. SRL – INNOVAZIONI CASAMICHELE
Via Staffali 40/a – 37062 Dossobuono di Villafranca (VR)
mail: info@incasmed.com – sito: www.incasmed.com