

Sanificatore per ambienti UVDI-360

Panoramica del prodotto



Disinfezione UV avanzata *semplificata*

Il sanificatore per ambienti UVDI-360 garantisce un'efficacia ad ampio spettro, facilità d'uso e la durata di livello professionale del trattamento, richiesta per prestazioni ospedaliere ottimali.

- Efficacia clinica e di laboratorio comprovata
- Semplicità d'uso intuitiva e analisi basata sul cloud
- Disinfezione UV-C rapida ed efficiente
- Sicurezza dell'utente basata sulla progettazione
- Copertura della superficie a 360°



Efficacia dimostrata in modo indipendente

Inattivazione del 99,99% dei patogeni ad alto rischio in 5 minuti fino a 2,44 metri:

- Batteri ad alto rischio, tra cui le spore di *Clostridium difficile*
- Virus, muffe e funghi

Inattivazione del 99,99% del SARS-CoV-2 in 5 minuti a 3,64 metri.

Risultati ospedalieri comprovati

Inattivazione di Microrganismi ad alto rischio

"...il sanificatore per ambienti UVDI-360...è stato

efficace in 5-10 minuti nell'eliminazione di MRSA >5-log e resistenti al carbapenemi, *Klebsiella Pneumoniae* quando le superfici erano in linea di vista diretta e >4-log quando le superfici erano in linea di vista indiretta."

- William Rutala, MS, MPH, PhD, Direttore di epidemiologia ospedaliera, et. al., UNC School of Medicine Controllo delle infezioni ed epidemiologia ospedaliera 2016

Disinfezione UV-C rapida ed efficiente:

- 10 minuti per una stanza di degenza di medie dimensioni e 5 minuti per il bagno
- Da 10 a 15 minuti per una sala operatoria di medie dimensioni
- Prestazioni garantite da sole quattro lampade UV-C a potenza massima

¹ Rutala, WA et. al. Decontaminazione della stanza del paziente contro Enterobacteriaceae resistenti ai carbapenemi e *Staphylococcus aureus* resistente alla meticillina utilizzando un dispositivo Ultraviolet-C a tempo di ciclo fisso e due diversi design di radiazione. Infect. Control Hosp. Epidemiol. 2016, 1- 3.

Conferma della copertura della superficie a 360° con UV Dose Verify™


Verifica della dose UV

Tecnologia: convalida la copertura completa della superficie e semplifica l'impostazione di protocolli di utilizzo personalizzati.

Tecnologia Long Lamp: lampade ad alta potenza da 158 cm.

Palo riflettente in alluminio:

Genera la massima potenza, portata e intensità della lampada



Utilizzo intuitivo del dispositivo

- **Semplice utilizzo del dispositivo:** tramite touchscreen sul dispositivo e telecomando.

Progettato per la sicurezza dell'utente

- **Protezione contro la rottura della lampadina:** le lampade sono incapsulate in un involucro polimerico incorporato per contenere il vetro in caso di rottura della lampadina.
- **Sensori di movimento a infrarossi integrati:** impediscono il funzionamento del dispositivo in presenza di persone.
- **Leggero:** solo 48 kg con base compatta per facilitarne lo spostamento.
- **Custodia protettiva 2 in 1:** la custodia resistente protegge entrambi i dispositivi e funge anche da segnaletica per la porta durante l'uso.



Custodia protettiva chiusa



Custodia protettiva aperta

Distributore : IN.CAS. Srl . Via staffali 40/ - 37062 Dossobuono di Villafranca (VR)
www.incasmed.com mail:info@incasmed.com



www.uvdi.com • uv@uvdi.com •

