

FLOWSAFE II[®] +

Disposable BiLevel CPAP System



DISPOSITIVO MONOPAZIENTE CPAP E BILEVEL IN UN UNICO SISTEMA

- UN'UNICA FONTE DI O₂
- POCHE PARTI PER UN ASSEMBLAGGIO FACILE E VELOCE



UN GRANDE PASSO AVANTI NELL'INNOVAZIONE DI QUESTA TIPOLOGIA DI DISPOSITIVI CHE PORTA LA CURA DEL PAZIENTE AD UN LIVELLO COMPLETAMENTE NUOVO



Rev. 1.1 – 01.23



VANTAGGI:

Il Flow-Safe II + ha la capacità di fornire sia una terapia Bilevel sia Cpap:

Lo switch Bilevel/Cpap consente agli operatori di scegliere la modalità della terapia. Il flusso determina la pressione Cpap o Bilevel IPAP. Dispositivo completamente monopaziente. Assemblaggio facile, poche parti. Confezione compatta per essere trasportata facilmente nelle borse da emergenza.

Quadrante con ghiera EPAP:

Quando è in modalità Bilevel, il quadrante EPAP permette ai clinici di regolare la pressione EPAP mediante la ghiera.

Manometro incorporato e valvola di sicurezza:

Il manometro incorporato permette di verificare la lettura della pressione senza la necessità di apparati separati. La valvola di sicurezza limita la pressione a 25cmH₂O per evitare un eccesso di pressione non intenzionale. Il manometro verifica la pressione Cpap. Quando si è in modalità Bilevel il manometro verifica le pressioni IPAP e EPAP.

Il Flow-Safe II + consuma il 50% di ossigeno in meno rispetto ad altri sistemi:

A 15 litri per minuto fornisce una pressione di oltre 10cmH₂O di Cpap e IPAP.

La maschera Flow-Safe Deluxe

La maschera con la sua doppia profilatura offre un'ottima sigillatura anatomica senza un eccesso di pressione, è leggera e facile da gestire. Le imbottiture frontali permettono una regolazione sulla anatomia del paziente mentre l'imbracatura in tessuto elastico offre comfort e una facile regolazione attraverso i cinturini in velcro.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONF.
10-57400	Sistema Flow-Safe II + con commutatore Bilevel/CPAP Mis. Adulto Large	5/CONF.
10-57401	Sistema Flow-Safe II + con commutatore Bilevel/CPAP Mis. Adulto Medio/Small	5/CONF.
10-57402	Sistema Flow-Safe II + con commutatore Bilevel/CPAP Mis. Small/Pediatria	5/CONF.

Rev. 1.1 – 01.23