

FLWSAFE® II

DISPOSABLE CPAP SYSTEM

Sistema CPAP monouso rivoluzionario per l'emergenza

Vantaggio N.1 Riduce il consumo di ossigeno del 50% e garantisce un alto livello di erogazione di FiO₂. Questo risparmio rappresenta un indubbio vantaggio negli spostamenti a lunga distanza. Può inoltre essere utilizzato con flussometri standard

Vantaggio N.2 Manometro incorporato per il controllo della pressione CPAP senza la necessità di un sistema di assemblaggio separato. Valvola di sicurezza per evitare un eccesso di pressione

Vantaggio N.3 Possibilità di aggiungere il nebulizzatore in linea. Consente di somministrare medicinali senza la necessità di rimuovere la maschera

Vantaggio N.4 Design avanzato: grazie alla leggera maschera profilata e al fissaggio elastico per la testa (modello Deluxe), Flow-Safe II assicura una migliore adesione e un maggiore comfort



Codice	Descrizione	Quantità
10-57209	Flow-Safe II sistema CPAP con maschera misura Adulto Grande (Large), porta rotante dritta, fissaggio per la testa	5/Conf.
10-57210	Flow-Safe II sistema CPAP con maschera misura Adulto Piccolo (Medium), porta rotante dritta, fissaggio per la testa	5/Conf.
10-57211	Flow-Safe II sistema CPAP con maschera misura Pediatrica (Small), porta rotante dritta, fissaggio per la testa	5/Conf.
10-57203	Flow-Safe II sistema CPAP senza maschera e fissaggio per la testa	5/Conf.

Rev. 1.2 – 07.24

• Oltre il 50% in meno di consumo di ossigeno con flussometri standard	X
• Manometro incorporato - Accuratezza del Manometro +/- 3 H ₂ O fino a 15 cm H ₂ O	X
• Valvola di sicurezza incorporata - Limite massimo della pressione CPAP a 25 cm H ₂ O +/- 5 H ₂ O	X
• Alto livello di erogazione di FiO ₂	X
• Pressione CPAP costante (± 1 cm H ₂ O durante la respirazione "forzata")	X
• Sistema CPAP completamente Monouso e Latex Free - Facilmente trasportabile	X
• Facile da montare - include Maschera, Manometro, Valvola di Sicurezza, Fissaggio per la testa; necessita solo di una fonte di O ₂ e di un flussometro standard. Disponibile anche con sola unità CPAP	X
• Codice Colore per una facile identificazione	X
• L'operatore può aggiungere un nebulizzatore per combinare la somministrazione di aerosol con le terapie CPAP	X
• Compatibile con filtro batterico da 22 mm	X
• Compatibile con le linee di campionamento per capnografi da 15/22 mm senza bisogno di adattatori aggiuntivi	X
• Misura standard della porta d'accesso 15/22 mm	X

Leggero e Portatile	80 g. nominali (senza maschera e fissaggio per la testa) 90 mm x 53 mm x 65 mm (solo il sistema)
<u>Flusso (LPM)</u>	<u>CPAP/PEEP (cm H₂O)</u>
6	2.0-3.0
10	6.0-7.0
12	8.0-9.0
15	11.0-12.0
8 - 9	5.0
10 - 12	7.5
13 - 14	10.0
Getto	13.0 (max)

Erogazione di FiO₂

Pressione CPAP (cm H ₂ O)	6.6	Vol. Tidalico (mL)	10 BPM	15	20	25	30	35	40
Settaggio del flussometro (LPM)	10	250	100%	100%	100%	84%	74%	66%	61%
Razio I:E	1:1	500	100%	74v	61%	53%	47%	44%	41%
		750	74%	56%	47%	42%	39%	36%	34%
		1000	61%	47%	41%	37%	34%	32%	31%
		1250	53%	42%	37%	34%	32%	30%	29%
		1500	47%	39%	34%	32%	30%	29%	28%
Pressione CPAP (cm H ₂ O)	9	Vol. Tidalico (mL)	10 BPM	15	20	25	30	35	40
Settaggio del flussometro (LPM)	15	250	100%	100%	100%	100%	100%	89%	80%
Razio I:E	1:1	500	100%	100%	80%	68%	61%	55%	51%
		750	100%	74%	61%	53%	47%	44%	41%
		1000	80%	61%	51%	45%	41%	38%	36%
		1250	68%	53%	45%	40%	37%	35%	33%
		1500	61%	47%	41%	37%	34%	32%	31%

Tutti i sistemi Flow-Safe includono manometro, valvola di sicurezza e tubo ossigeno da 2 metri

Rev. 1.2 – 07.24