



# UVDI - GO

Sanificatore a raggi UVC per le superfici

*99,99% di inattivazione in pochi secondi:  
C. difficile in 20 s, MRSA in 10 s a 10,2 cm  
di distanza dalla fonte di luce UVC*



**Disinfezione  
rapida ed  
efficace**

*Efficace contro microorganismi  
ad alto rischio*



**Portatile e  
leggero**



**Progettato per  
la sicurezza  
dell'utilizzatore**



**Sicuro sulle  
superfici**

# Rapido - Versatile - Efficace



## Portatile e leggero:

- Senza fili e con un peso di 0.54 kg
- Durata della batteria fino a 2 ore

## Progettato per la sicurezza dell'utilizzatore:

- Cono di protezione facile da montare, in grado di contenere la radiazione UVC

## Sicuro sulle superfici:

- Sicuro da utilizzare su schermi, tastiere e qualunque superficie

## Solo disinfezione UVC:

- Disinfezione in un'unica fase, senza prodotti chimici se non è presente sporco visibile

## Efficacia contro i microorganismi ad alto rischio:

Microorganismo	% di un'attivazione	Tempo necessario	Distanza
Staphylococcus aureus resistente alla meticillina	99.9999%	10 secondi	10.2 cm dalla fonte di luce UVC
CRE	99.999%	10 secondi	10.2 cm dalla fonte di luce UVC
Candida Auris	99.99%	20 secondi	10.2 cm dalla fonte di luce UVC
spore di C. difficile	99.99%	20 secondi	10.2 cm dalla fonte di luce UVC



**INCAS**  
Medical Safety  
Innovation

**Distributore : IN.CAS. Srl - INNOVAZIONI CASAMICHELE**

Via staffali 40/A - 37062 Dossobuono di Villafranca (VR) - IT

**Tel.** +39 045 8601267 **Fax** +39 0458601090

**Website** [www.incasmed.com](http://www.incasmed.com) **e-Mail** : [info@incasmed.com](mailto:info@incasmed.com)