

MercuryMedical®

**ONLY ONE
NEW & IMPROVED**

Face-Cradle™
Prone Support System



*"When vision matters...
...you have control"*

**Sistema Completo di Appoggio Facciale in Posizione Prona
Totalmente Regolabile**



Face-Cradle™ è un sistema di appoggio facciale progettato per sostenere la testa durante le procedure chirurgiche in posizione prona

- Assemblaggio semplice e veloce
- Morbido supporto facciale adattabile alla maggior parte delle teste di un paziente adulto
- Migliore visibilità degli occhi del paziente e del tubo endotracheale

"Quando la visibilità è importante"



Il sistema si compone della base, della piattaforma a specchio e di un set di supporto facciale morbido e sagomato



SPECCHIO



BASE



SET SUPPORTO FACCIALE
MORBIDO E SAGOMATO

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE			
Peso dello specchio	488 gr	Specchio	Policarbonato
Peso della base	785 gr	Base	Policarbonato
Peso del set supporto facciale	242 gr	Set supporto facciale	Poliuretano
		Sistemi di regolazione della base	Acciaio inox
Regolazione in altezza	26,40 mm		
Regolazione in orizzontale	40,00 mm		

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
10-52001	Specchio Face-Cradle	1 pezzo
10-52002	Base Face-Cradle	1 pezzo
10-52003	Set supporto facciale morbido sagomato	5 set