


**INCAS**Medical Safety
Innovation**SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO**

NOME COMMERCIALE	<p align="center">Face-Cradle®</p> <p align="center">Sistema di appoggio facciale in posizione prona completamente regolabile</p> 																										
CODICE	10-52001: Specchio 10-52002: Base 10-52003: Set Supporto facciale morbido sagomato																										
PRODUTTORE	MERCURY MEDICAL® - U.S.A.																										
USO	<p>Face-Cradle® è un sistema di appoggio facciale totalmente regolabile sia orizzontalmente in lunghezza sia verticalmente progettato per sostenere la testa durante le procedure chirurgiche in posizione prona. Questo dispositivo è destinato a pazienti adulti e/o a pazienti pediatrici con un peso di almeno 37,19 kg o più, considerati adatti a operazioni in posizione prona secondo il giudizio clinico e sulla base di un corretto accomodamento.</p> <p>Assemblaggio semplice e veloce; supporto facciale adattabile alla maggior parte delle teste di pazienti adulti; migliore visibilità degli occhi del paziente e del tubo endotracheale.</p> <p>La maschera morbida del supporto facciale è monouso. La base e lo specchio sono riutilizzabili: pulirli utilizzando una soluzione enzimatica compatibile. Non sterilizzare o autoclavare.</p>																										
CARATTERISTICHE	<p>Il sistema Face-Cradle® si compone della base, della piattaforma a specchio e del morbido supporto facciale sagomato.</p> <table border="1" data-bbox="440 1341 1469 1599"> <tr> <td>Peso dello specchio</td> <td>488 gr</td> <td>Specchio</td> <td>Policarbonato</td> </tr> <tr> <td>Peso della base</td> <td>785 gr</td> <td>Base</td> <td>Policarbonato</td> </tr> <tr> <td>Peso del set supporto facciale</td> <td>242 gr</td> <td>Supporto facciale</td> <td>Poliuretano</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Sistema di regolazione della base</td> <td>Acciaio inox</td> </tr> <tr> <td>Regolazione in altezza</td> <td>26,40 mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Regolazione in orizzontale</td> <td>40,00 mm</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>LATEX FREE. PVC FREE. FTALATI FREE.</p>			Peso dello specchio	488 gr	Specchio	Policarbonato	Peso della base	785 gr	Base	Policarbonato	Peso del set supporto facciale	242 gr	Supporto facciale	Poliuretano			Sistema di regolazione della base	Acciaio inox	Regolazione in altezza	26,40 mm			Regolazione in orizzontale	40,00 mm		
Peso dello specchio	488 gr	Specchio	Policarbonato																								
Peso della base	785 gr	Base	Policarbonato																								
Peso del set supporto facciale	242 gr	Supporto facciale	Poliuretano																								
		Sistema di regolazione della base	Acciaio inox																								
Regolazione in altezza	26,40 mm																										
Regolazione in orizzontale	40,00 mm																										
CONFEZIONE	10-52001: Specchio 1/conf 10-52002: Base..... 1/conf 10-52003: Set Supporto facciale morbido sagomato 5/conf																										
MARCHIO CE, CLASSE I, CND Z12011285 – REPERTORIO 621315/R																											
STERILIZZAZIONE	TIPO VALIDITA' PRODOTTO	NON STERILE 5 ANNI																									
IN.CAS. SRL VIA STAFFALI, 40/A – 37062 DOSSOBUONO (VR) e-mail: info@incasmed.com T. 045 8601267																											