

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: CUSCINI SLEEPANGEL

CODICE CND: V9099

CODICE RDM: 2461395/R

Dispositivo Medico – Classe I non sterile e senza funzioni di misura



DESCRIZIONE:

Cuscini antibatterici ed antivirali disponibili in diverse taglie che non consentono un ingresso al loro interno degli agenti patogeni grazie a tre caratteristiche chiave:

- Tessuto in poliuretano PureShield™ nanoporoso, che non permette la penetrazione degli agenti contaminati, permeabile al vapore ma non ai liquidi;
- Filtro PneumaPure™ che permette il flusso di aria tra interno ed esterno del cuscino bloccando anch'esso gli allergeni e patogeni;
- Cuciture laterali SafeWeld™ termosaldate che, non presentando fori da cucitura, non permettono il passaggio di agenti patogeni.

MISURE:

40x60 cm

Codice 3012032

Conf da 12 pezzi

40x50 cm

Codice 3012024

Conf da 10 pezzi

46x71 cm

Codice 3012019

Conf da 8 pezzi



DATI TECNICI:

Rivestimento esterno	100% Poliuretano
Densità del tessuto	180 g/m ²
Imbottitura	100% microfibra di Poliestere
Etichetta	Personalizzabile
Pulizia	Disinfettare con soluzione max. 72% alcohol, o con max. 1000 ppm cloro attivo. Pulire con panno inumidito di acqua.
Standard di sicurezza	Cuscino ignifugo in conformità con: BS 7175 fonte di accensione 0,1 e 5 BS NE ISO 12952 1:2010 e BS EM ISO 12952 2:2010 SL1 (non infiammabile) I cuscini ed il loro confezionamento sono 100% <i>Latex Free</i>
Garanzia	2 anni

CONFEZIONAMENTO:

I cuscini sono confezionati singolarmente in buste di Polietilene (PE) poi poste in scatole di cartone in numero variabile a seconda del codice.

FABBRICANTE:

Gabriel Scientific OÜ. Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu, Pärnumaa
88317, Estonia

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO:

IN.CAS. S.r.l. Via Staffali 40/A – 37062 Dossobuono di Villafranca (VR)
Tel. 045/8601267 Fax 045/8601090 E-mail: info@incasmed.com
Sito Web: <https://www.incasmed.com>