

Medicale / Visiere / 701.02

## 701.02 - Clear Acetate Lens

Codice: 122.00.10

Data: 30-03-23 1/2

Il modello di schermo facciale 701.02 soddisfa i severi requisiti della norma EN166 (per la protezione dagli spruzzi di liquidi) in quanto dotato di una visiera che fornisce un'ampia copertura della parte superiore della fronte di chi lo indossa. Le proprietà anti-appannamento del suo materiale consentono la visione anche quando la sudorazione dell'utente aumenta. Un morbido tessuto in spugna che avvolge la montatura frontale garantisce un comfort ottimale a chi lo indossa. Questo schermo facciale è adatto per l'uso con occhiali oftalmici e può essere utilizzato in combinazione con semimaschere filtranti a seconda del tipo e delle dimensioni. Schermi di ricambio sono disponibili su richiesta.

**Marcatura Lente (UE)**

U1SNCE

**Condizioni d'uso**

Luminosità standard, Scarsa luminosità

**Tecnologia lente**

Anti-Appannamento (N)

**Colore lente**

Trasparente

**Materiale lente**

Acetato

**Normative**

EN166

**Resistenza meccanica**

Robustezza incrementata (S)

**Requisiti opzionali**

Resistenza all'appannamento (N)

**Classe ottica**

Classe ottica (1)

>> <https://www.univetsafety.com/it/prodotti/medicale/face-shields/701.02/701.02-clear-acetate-lens/>



01.

VISORE IN ACETATO  
ANTIAPPANNANTE

02.

FASCIA ELASTICA REGOLABILE

03.

VISORE INCLINABILE FINO A 90°

04.

VISORE REMOVIBILE PER  
SOSTITUZIONE

05.

ADATTA PER L'UTILIZZO COMBINATO  
CON OCCHIALI DA VISTA E  
MASCHERINE PROTETTIVE

06.

CERTIFICATO SECONDO LA NORMA  
EN166, MARCATURA 3 PER  
PROTEZIONE DA GOCCE E SPRUZZI  
DI LIQUIDI

Attenzione! Le eventuali immagini in questa pagina illustrano le tecnologie della montatura della famiglia prodotto in oggetto e potrebbero rappresentare colori della montatura e della lente non corrispondenti al codice prodotto della seguente scheda.