

Medicale / Visiere / 710

## 710 - Clear Lens

Codice: 710.K1.00.00

Data: 30-03-23 1/2

Il modello di schermo facciale 710 protegge il viso dagli spruzzi di liquidi come specificato nella norma EN166 come da condizione prevista per la marcatura "3". La visiera anti-appannamento contrassegnata dalla lettera "N" consente la visione anche quando la sudorazione dell'utente aumenta. Comodo e funzionale, è dotato di una soffice spugna priva di lattice che si appoggia sulla fronte e di una fascia elastica regolabile. Questo schermo facciale può essere indossato sopra occhiali oftalmici e semimaschere filtranti a seconda del tipo e delle dimensioni. La visiera è sostituibile e la struttura portante può inclinarsi fino a un angolo di 90°.

**Marcatura Lente (UE)**

U1SNCE

**Condizioni d'uso**

Luminosità standard, Scarsa luminosità

**Tecnologia lente**

Anti-Appannamento (N)

**Colore lente**

Trasparente

**Materiale lente**

Acetato

**Normative**

EN166

**Resistenza meccanica**

Robustezza incrementata (S)


**Requisiti opzionali**

Resistenza all'appannamento (N)

**Classe ottica**

Classe ottica (1)

>> <https://www.univetsafety.com/it/prodotti/medicale/face-shields/710/710-clear-lens/>



01.



02.

01.

FASCIA ELASTICA REGOLABILE

02.

MORBIDA SPUGNA LATEX-FREE IN  
APPOGGIO ALLA FRONTE

03.

VISORE INCLINABILE FINO A 90°

04.

VISORE REMOVIBILE PER  
SOSTITUZIONE

05.

ADATTA PER L'UTILIZZO COMBINATO  
CON OCCHIALI DA VISTA E  
MASCHERINE PROTETTIVE

06.

CERTIFICATO SECONDO LA NORMA  
EN166, MARCATURA 3

per protezione da gocce e spruzzi di liquidi

Attenzione! Le eventuali immagini in questa pagina illustrano le tecnologie della montatura della famiglia prodotto in oggetto e potrebbero rappresentare colori della montatura e della lente non corrispondenti al codice prodotto della seguente scheda.