




SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

NOME COMMERCIALE		<p style="text-align: center;">EYEMAX2™ MASCHERINE PER FOTOTERAPIA</p>  <p style="text-align: center;">EyeMax™2 Regular (32-38cm) EyeMax™2 Premie (26-32cm) EyeMax™2 Micro (20-26cm)</p>
CODICI		<ul style="list-style-type: none">• R300P01 Mod. Regular...circonferenza occipitale- frontale da 33 a 38 cm• R300P02 Mod. Premie...circonferenza occipitale- frontale da 26 a 32 cm• R300P03 Mod. Micro...circonferenza occipitale- frontale da 20 a 25 cm
PRODUTTORE		MAXTEC INC.- U.S.A.
USO		<p>Le mascherine EyeMax forniscono una protezione dai raggi ultravioletti agli occhi dei pazienti neonatali durante il trattamento di fototerapia. Progettato per resistere alle sollecitazioni, non interferisce con la regolazione del flusso d'aria o la temperatura dell'incubatrice. La forma particolare protegge il neonato e non viene via con i pazienti attivi. Le maschere sono, inoltre, progettate per permettere ai raggi UV di penetrare il materiale di cui sono costituite le fasce di supporto alla protezione per gli occhi, così che l'intera testa del paziente possa ricevere il trattamento di fototerapia. Le fasce inoltre sono soffici, assorbenti ed elastiche. Il velcro sulle fasce e sulle protezioni permette la totale regolazione della maschera in base alla testa, al viso e al naso del bambino.</p>
CARATTERISTICHE		<ul style="list-style-type: none">• Materiale: Fasce: Tessuto non tessuto bianco elastico Protezione degli occhi: Spugna in polipropilene rivestita con cotone 100%• Latex e Ftalati Free <p>Conformità EN ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2012, EN 1041:2008, EN ISO 15223-1:2016, EN ISO 10993-1:2009</p> <p>Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore</p>
CONFEZIONE		20 unità, in busta singola, non sterili, Monouso
<p>IN POSSESSO DI: MARCHIO CE – Dispositivo Medico di CLASSE I, CND M040301 REPERTORIO: R300P01 Mod. Regular > RDM 2447293 R300P02 Mod. Premie > RDM 2447296 R300P03 Mod. Micro > RDM 2447300</p>		
STERILIZZAZIONE	TIPO DURATA	NON STERILE
<p>IN.CAS. SRL VIA STAFFALI, 40/A – 37062 DOSSOBUONO (VR) e-mail: info@incasmed.com T. 045 8601267</p>		