

Medicale / Maschere / 625 MED

625 Med - Clear Plus

Codice: MDU6010

Data: 30-03-23 1/2

Estremamente leggera ed avvolgente, la maschera 625 MED è dotata di un'ampia lente panoramica per una miglior protezione laterale, con trattamento antiappannante ultra performante Vanguard PLUS. La fascia elastica regolabile e la morbida montatura riducono la pressione esercitata sul viso, garantendo una protezione contro gocce, spruzzi e polveri di grosse dimensioni.



Marcatura Montatura (UE)

625

Marcatura Lente (UE)

2C-1.2 U 1 B K N - 166 3 4 B CE

Condizioni d'uso

Luminosità standard, Scarsa luminosità

Campi d'impiego

Liquidi (3), Particelle di polvere di grandi dimensioni (4)

Tecnologia lente

Anti-Graffio + Anti-Appannamento (KN - Vanguard PLUS)

Colore lente

Trasparente

Materiale lente

Policarbonato

Colore montatura

Trasparente/Grigio

Normative

EN166, EN170

Numero di scala

(2C-1.2)

Resistenza meccanica

Impatto a media energia (B)

Requisiti opzionali

Resistenza al danneggiamento di superficie causato da particelle fini (K), Resistenza all'appannamento (N)

Classe ottica

Classe ottica (1)

Peso

39g

>> <https://www.univetsafety.com/it/prodotti/medicale/goggles/625-med/625-med-clear-plus/>



01.

CERTIFICATO SECONDO LA NORMA EN166 PUNTO 3 E 4 PER PROTEZIONE DA GOCCE, SPRUZZIE POLVERI DI GROSSE DIMENSIONI

02.

GASKET IN SOFFICE GOMMA PER UN MORBIDO APPOGGIO SU NASO E VISO

03.

AMPIA LENTE PANORAMICA PER UNA MIGLIOR PROTEZIONE LATERALE

04.

ESTREMAMENTE LEGGERO ED AVVOLGENTE

05.

BANDA ELASTICA REGOLABILE

Attenzione! Le eventuali immagini in questa pagina illustrano le tecnologie della montatura della famiglia prodotto in oggetto e potrebbero rappresentare colori della montatura e della lente non corrispondenti al codice prodotto della seguente scheda.