

Medicale / Visiere / 710

710 - Clear

Codice: MDU7003

Data: 30-03-23 1/2

Il modello di schermo facciale 710 protegge il viso dagli spruzzi di liquidi come specificato nella norma EN166 come da condizione prevista per la marcatura "3". La visiera anti-appannamento contrassegnata dalla lettera "N" consente la visione anche quando la sudorazione dell'utente aumenta. Comodo e funzionale, è dotato di una soffice spugna priva di lattice che si appoggia sulla fronte e di una fascia elastica regolabile. Questo schermo facciale può essere indossato sopra occhiali oftalmici e semimaschere filtranti a seconda del tipo e delle dimensioni. La visiera è sostituibile e la struttura portante può inclinarsi fino a un angolo di 90°.

**Marcatura Montatura (UE)**

EN166 3 S CE

Marcatura Lente (UE)

U1 S N

Tecnologia montatura

Sovraocchiale, Lente intercambiabile

Condizioni d'uso

Luminosità standard, Scarsa luminosità

Campi d'impiego

Liquidi (3)

Tecnologia lente

Anti-Appannamento (N)

Colore lente

Trasparente

Materiale lente

Acetato

Colore montatura

Blu

Normative

EN166

Resistenza meccanica

Robustezza incrementata (S)

Requisiti opzionali

Resistenza all'appannamento (N)

Classe ottica

Classe ottica (1)

Categoria DPI

2^ Categoria

Peso

80g

>> <https://www.univetsafety.com/it/prodotti/medicale/face-shields/710/710-clear/>



01.

FASCIA ELASTICA REGOLABILE

02.

MORBIDA SPUGNA LATEX-FREE IN
APPOGGIO ALLA FRONTE

03.

VISORE INCLINABILE FINO A 90°

04.

VISORE REMOVIBILE PER
SOSTITUZIONE

05.

ADATTA PER L'UTILIZZO COMBINATO
CON OCCHIALI DA VISTA E
MASCHERINE PROTETTIVE

06.

CERTIFICATO SECONDO LA NORMA
EN166, MARCATURA 3

per protezione da gocce e spruzzi di liquidi

Attenzione! Le eventuali immagini in questa pagina illustrano le tecnologie della montatura della famiglia prodotto in oggetto e potrebbero rappresentare colori della montatura e della lente non corrispondenti al codice prodotto della seguente scheda.