



SCHEDA TECNICA HEDCLIP

CODICE PRODOTTO: 00001

CODICE CND: F9080

CODICE RDM: 2461396/R

Dispositivo medico pluriuso

Classe I non sterile

Conforme a MDR 2017/745



DESCRIZIONE/DESTINAZIONE D'USO:

Clip per il fissaggio in sicurezza delle linee ematiche durante l'emodialisi con testina rotante a 360° e doppio alloggiamento.

COMPONENTI:

- Testina rotante in polipropilene (PP);
- Pinza di fissaggio in polioossimetilene (POM).

Tutte le componenti ed il loro confezionamento sono *Latex Free*

CONFEZIONAMENTO:

Le clip sono confezionate in scatole da cinquanta (50) pezzi.
Ogni scatola contiene cinque (5) sacchetti da dieci (10) pezzi cadauno.

VALIDITÀ:

Utilizzare entro tre (3) anni dalla data di produzione.

FABBRICANTE:

Health Equipment Denmark ApS. Skt. Anna Gade 45A 3.th
8000 Aarhus C Denmark

IMPORTATORE:

IN.CAS. S.r.l. Via Staffali 40/A – 37062 Dossobuono di Villafranca (VR)
Tel. 045/8601267 Fax 045/8601090 E-mail: info@incasmed.com
Sito Web: <https://www.incasmed.com>