

Ethox

SunMed



## INFU-SURG® PREMISACCA

- **Facile da usare**

Si gonfia e sgonfia facilmente con una sola mano. Bulbo ovale che facilita il gonfiaggio della sacca

Pannello frontale trasparente per il controllo visivo dei fluidi

Zona destinata alle informazioni sul paziente

Non richiede collegamenti elettrici per il suo funzionamento

Disponibile in diverse misure

- **Affidabile**

Mantiene la pressione di infusione desiderata

- **Indicatore di pressione con codice colore**

Facile da leggere. L'indicatore si alza con l'incremento della pressione (0-300 mmHg)

- **Sicuro**

La valvola di sicurezza evita il sovragonfiaggio (sfiato a 330 mmHg)

Latex Free

- **Di facile e rapido montaggio**

Versione con gancio per manovre con una sola mano

- **Disposable**

Uso individuale per prevenire le contaminazioni crociate

Elimina i tempi di pulizia e i costi di riparazione. **Possibilità di scrivere indicazioni relative al paziente sul pannello dedicato**



Articolo	Misure	Quantità
ETH-4005H	Premisacca 500cc	Confezione da 5 o da 25 unità
ETH-4010H	Premisacca 1000cc	Confezione da 5 o da 25 unità
ETH-4030	Premisacca 3000cc	Confezione da 5 unità

Distribuito da: