

PneumaPure™ Filter Technology

PneumaPure Filter technology è composta da un filtro composito nano-poroso altamente specifico (cioè composto da pori estremamente piccoli) che funzionano da barriera efficace verso i patogeni compresi i batteri, i virus ed i funghi, così come all'ingresso di liquidi, rimanendo allo stesso tempo altamente permeabile all'aria.

Usufruendo di questa tecnologia avanzata nella progettazione e produzione di cuscini, materassi e dispositivi di posizionamento si ottiene un dispositivo sigillato che risulta essere una barriera clinicamente provata all'ingresso dei patogeni, ma comunque ben ventilato, traspirante e comodo.

La tecnologia PneumaPure risulta essere efficace al 100% nella prevenzione dell'ingresso dei seguenti patogeni.

I patogeni testati includono:

- MRSA
- Clostridium difficile
- E. coli
- Pseudomonas aeruginosa
- Candida albicans
- Aspergillus niger
- Norovirus
- Influenza Tipo A
- Adenovirus 5
- Coronavirus 229E (HcoV 229E)



www.IC.tips
AWARD WINNER
TOP INNOVATIONS
OF THE YEAR
2017

Tutti i Prodotti hanno i marchio CE e sono Dispositivi Medici di classe I

- Cuscini
- Coperte, piumoni
- Materassi e coprimaterassi
- Posizionatori
- Cuscini per tavoli operatori
- materassini per incubatrice

Gabriel Scientific OÜ

Gabriel Scientific OU è un'azienda che opera nel settore scientifico, specializza nella progettazione e produzione di Prodotti sanitari innovativi che migliorano la comodità ed il benessere di tutti, ovunque noi dormiamo.

SleepAngel™ è la nostra gamma di prodotti brevettati per il letto, clinicamente testata per bloccare virus, allergeni e muffe. SleepAngel™ è la prima gamma al mondo di prodotti per il letto che combina una protezione assoluta, assieme al flusso dell'aria per garantire la massima comodità ai pazienti.

A SleepAngel™ è stato assegnato il premio per l'innovazione nazionale InterTradeIreland nel 2012, è disponibile in una serie vari di prodotti tra cui cuscini, materassi, coperture e posizionatori per il settore medico, alberghiero e consumer.

Produttore

Gabriel Scientific OÜ
Mauri tee 3
Audru vald, Parumaa 88317
Estonia
www.sleepangel-medical.com
+372 443 3378
Info@sleepangel-medical.com

Distributore per l'Italia

IN.CAS Srl
Via Staffali 40/A
37062 Dossobuono (VR)
Italia
www.incasmed.com
+39 045 8601267
info@incasmed.com

GabrielScientific™

SleepAngel®

Protezione per il letto



Cuciture
SafeWeld™



PneumaPure™
Filtro



Tessuto
PureShield™



www.sleepangel-medical.com


Capelli umani
40-50 micron

Barriera standard
alle allergie,
dimensioni dei pori
4-6 micron

Allergeni degli
acari della polvere
2 micron

Batteri
0,8 micron

Virus
0,08 micron (x)



Ingresso ed
uscita dell'aria

Filtro PneuamaPure™
Barriera efficace

PneuamaPure®

Tecnologia filtrante

Prevenzione & Controllo delle infezioni

Il prodotto SleepAngel™ fornisce una barriera clinicamente provata contro la contaminazione del prodotto, include anche la caratteristica brevettata PneuamaPure™ Filter Tecnogy che permette al prodotto di rimanere ventilato, evitando il passaggio di liquidi e di patogeni trasmessi per via aerea che colonizzano all'interno dei prodotti standard per letti.

Riducono i rischi d'infezione
migliorano la cura del paziente
e permettono al tuo ospedale di
risparmiare denaro



Morbido al tatto per lungo
tempo, tessuto dalle alte
prestazioni che
blocca i contaminanti.
Permeabile al vapore
ma impermeabile ai liquidi



Filtro meccanico traspirante
che permette l'ingresso
di un flusso di aria pulita
all'interno del cuscino ma
blocca all'esterno patogeni
ed allergeni



Cuciture
SafeWeld™



PneuamaPure™
Filtro



Tessuto
PureShield™



Cuciture sigillate che
garantiscono una barriera
completa - nessuna
presenza di fori da cucitura